

Zitkussen D-Q-SiT Gel

Art. nr.: 820200230

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Optimale aanpassing aan krukjes door visco-schuimstof met ingewerkte siliconegel
- Vermindering van contactdruk door doelgerichte drukverdeling
- Toepassing bij licht tot gemiddeld risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitustherapie (categorie 1-4)
- Speciaal D-Q SiT protect-overtrek - incontinentiebescherming, vermindert schuren en optimaal ademend
- Past op vrijwel alle standaard-, lichtgewicht- en multifunctionele rolstoelen en ook op verzorgingsstoelen

Technische gegevens

Artikelnummer	820200230
Totale breedte	45 cm
Totale lengte	45 cm

Totale hoogte	7 cm
Gewicht	1 kg
Max. belasting	120 kg