

Zitkussen D-Q-SiT Air 6

Art. nr.: 820200540

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Individueel in te stellen, dus ook geschikt als zitkussen voor houdingcorrectie
- In te zetten bij licht tot zeer hoog risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitus therapie (categorieën 1-4)
- Speciale D-Q SiT protect overtrek-
incontinentiebescherming, vermindert schuren en optimaal ademend
- Veelzijdig toepasbaar zitkussen, verkrijgbaar in 2 hoogten, naar keuze met 1 of 2 ventielen
- Past op vrijwel alle standaard-, lichtgewicht- en multifunctionele rolstoelen en ook op verzorgingsstoelen

Technische gegevens

Artikelnummer	820200540
Totale breedte	50 cm
Totale lengte	45 cm

Totale hoogte	6 cm
Gewicht	1,5 kg
Max. belasting	150 kg