

Zitkussen D-Q-SiT Air 10

Art. nr.: 820200630

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Individueel in te stellen, dus ook geschikt als zitkussen voor houdingcorrectie
- In te zetten bij licht tot zeer hoog risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitus therapie (categorieën 1-4)
- Speciale D-Q SiT protect overtrek-incontinentiebescherming, vermindert schuren en optimaal ademend
- Veelzijdig toepasbaar zitkussen, verkrijgbaar in 2 hoogten, naar keuze met 1 of 2 ventielen
- Past op vrijwel alle standaard-, lichtgewicht- en multifunctionele rolstoelen en ook op verzorgingsstoelen

Technische gegevens

Artikelnummer	820200630
Totale breedte	45 cm
Totale lengte	45 cm

Totale hoogte	10 cm
Gewicht	1,5 kg
Max. belasting	200 kg