



De traploos in hoogte verstelbare bed- eeteleestafel SuppliTo is bedoeld voor gebruik in de thuisomgeving of instelling en is bedoeld als ondersteuning van de zorg. SuppliTo ondersteunt gebruiker en patiënt tegelijkertijd en zorgt dankzij verschillende instelmogelijkheden voor een zeer hoog patiëntencomfort. De hoek van het tafelblad is verstelbaar en biedt een hoge mate van veiligheid dankzij de gepateneerde fixatie.

- Traploze hoogteverstelling
- Kan vrijwel zonder gereedschap worden gedemonteerd
- 4 wiel, waarvan 2 beremd
- Flexibel gebruik in de thuiszorg of instelling
- Hoek van het tafelblad is instelbaar

Montage & functies

Technische gegevens

Artikelnummer	860000001
Kleur	wit-grijs
Totale breedte	40 cm
Totale lengte	670 cm
Totale hoogte	71 - 116 cm
kantelverstelling	0 - 90 °

Breedte tafelblad	40 cm
Lengte tafelblad	60 cm
Totaal gewicht	8 kg
Gewicht	8 kg
Max. belasting	10 kg