



De SuppliTo twintop verzorgings- en bijzettafel bestaat uit een kantelbaar verstelbaar en een vast tafelblad. Een speciale hellingfixatie zorgt voor maximale veiligheid. Het ondersteunt zowel de gebruiker als de patiënt, b.v. B. tijdens zorgactiviteiten of eten in bed. De hoogte van de SuppliTo twintop is individueel instelbaar. Zelfs bij een hogere tafelsetting blijft de verzorgings- en bijzettafel stabiel.

- Gemakkelijk op te vouwen
- Montage en demontage zonder gereedschap
- 4 lichtlopende wielen waarvan 2 remmend
- Extra tafelblad
- Eenvoudige hoogteverstelling met dubbele fixatie
- Instelbare hoekverstelling van het tafelblad
- De bed- eetleestafel is breed inzetbaar in de thuiszorg of instelling

## Montage & functies

## Technische gegevens

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | 860000002              |
| Kleur             | wit-grijs              |
| Totale breedte    | 40 cm                  |
| Totale lengte     | 82 cm                  |
| Totale hoogte     | 71 - 93 cm             |
| kantelverstelling | 0 - 55° in 7 Schritten |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Breedte tafelblad | 40 cm        |
| Lengte tafelblad  | 60 und 20 cm |
| Totaal gewicht    | 9 kg         |
| Gewicht           | 9 kg         |
| Max. belasting    | 10 kg        |