



De SuppliTo twintop verzorgings- en bijzettafel bestaat uit een kantelbaar verstelbaar en een vast tafelblad. Een speciale hellingfixatie zorgt voor maximale veiligheid. Het ondersteunt zowel de gebruiker als de patiënt, b.v. B. tijdens zorgactiviteiten of eten in bed. De hoogte van de SuppliTo twintop is individueel instelbaar. Zelfs bij een hogere tafelsetting blijft de verzorgings- en bijzettafel stabiel.

- Gemakkelijk op te vouwen
- Montage en demontage zonder gereedschap
- 4 lichtlopende wielen waarvan 2 remmend
- Extra tafelblad
- Eenvoudige hoogteverstelling met dubbele fixatie
- Instelbare hoekverstelling van het tafelblad
- De bed- eetleestafel is breed inzetbaar in de thuiszorg of instelling

Montage & functies

Technische gegevens

Artikelnummer	860000004
Kleur	houtlook
Totale breedte	40 cm
Totale lengte	82 cm
Totale hoogte	71 - 93 cm
kantelverstelling	0 - 55° in 7 Schritten

Breedte tafelblad	40 cm
Lengte tafelblad	60 und 20 cm
Totaal gewicht	9 kg
Gewicht	9 kg
Max. belasting	10 kg