



- Montage met oogbout voor zware belasting
- De adapters garanderen een snelle verankering van de rolstoel in een rolstoelbus
- De transportbevestiging stabiliseert de rolstoel solide in zijn constructie, bijv. bij aanrijdingen
- Verkeerde bediening bij het verankeren van de rolstoel zijn uitgesloten
- De bekkengordel hoort bij de adapter en is dus vóór aanvang van de rit anatomisch al goed aangebracht
- Er kan een schuine schoudergordel worden aangebracht
- Een rolstoelhoofdsteun is mogelijk
- Voordelen bij montage met oogbouten voor zware belasting zijn de grotere krachtreserve naar boven en de grotere flexibiliteit bij het gebruik van verschillende gordelsystemen

Technische gegevens

Artikelnummer	900100783
Trommelremme	No

Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	0 cm