

Standaardrolstoel Rotec XL

Art. nr.: 900100950

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Eenvoudige en traploze instelling van korte of lange armsteunen
- Zithoogteverstelling in drie standen in standaarduitvoering van 51 cm tot 56 cm voor maximaal comfort
- Beenlengte traploos verstelbaar (39 - 48 cm)
- Voetplaten in vijf standen aan te passen
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- Rugbekleding in hoogte verstelbaar voor optimale zitpositie
- Verkrijgbaar in drie zitbreedten: 51, 56 en 61 cm
- Handgrepen voor de begeleider zijn in hoogte verstelbaar
- Met dubbele dwarsstang voor meer veiligheid
- Standaard steekas
- Optioneel verkrijgbaar met trommelrem

Technische gegevens

Artikelnummer	900100950
Kleur	zwart-grijs
Trommelremme	No
Totale breedte	81 cm
Totale lengte	107 cm
Totale hoogte	95 - 107.5 cm
Sitzbreite	61 cm
Zitdiepte	47 cm
Zithoogte	51 - 56 cm
Rugleuninghoogte	43.5 - 50 cm

Hoogte armleuning	23 cm
Breedte tussen de armlegger	0 cm
lengte verstelling voetplaat	39 - 48 cm
Hoek van voetplaat	32 °
Afmetingen aandrijfwiel	24" 1 3/8"
Afmetingen voorwiel	200 x 50 cm
Maat opgevouwen breedte	30 cm
Totaal gewicht	23,5 kg
Max. belasting	190 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires




Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Remhendel-verlenging

Art. nr.:900300110



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



PU-wiel 150 x 35 mm met wielvork

Art. nr.:900300340



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



?Therapietafel Universal?

Art. nr.:900300322



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300101