



- Eenvoudige instelling van korte of lange armsteunen
- Beenlengte traploos verstelbaar (39 - 48 cm)
- Voetplaten in vijf standen aan te passen
- Wielbasisverlenging mogelijk
- Rugbekleding in hoogte verstelbaar voor optimale zitpositie
- Verkrijgbaar in acht zitbreedten
- Duwgriep in vier hoogten van 94 tot 101,5 cm in te stellen
- Zithoogte in drie standen van 51 tot 56 cm in te stellen
- Gepoedercoate oppervlakken
- Hoepels en beensteunen verchroomd
- Beensteunen zijn afneembaar en weg te zwaaien
- Opklapbare aluminium voetplaten met hielbanden
- 200 x 50 mm PU-stuur en 24" x 1 3/8" massief rubberen aandrijfwiel
- Extra versterkte voorvork
- Versterkte 24"-aandrijfwielen
- Standaard steekas voor snelle wielmontage of -demontage
- Optioneel met trommelrem voor begeleider verkrijgbaar
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Rotec met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Rotec zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Ecotec 2G en Multitec

Technische gegevens

Standaardrolstoel Rotec

Art. nr.: 900150200



Artikelnummer	900150200	Hoogte armleuning	23 cm
Kleur	zwart-grijs	Breedte tussen de armlegger	0 cm
Trommelremme	Yes	lengte verstelling voetplaat	39 - 48 cm
Totale breedte	62,5 cm	Hoek van voetplaat	32 °
Totale lengte	106 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Totale hoogte	95 - 102 cm	Afmetingen voorwiel	200 x 5 cm
Sitzbreite	41 cm	Maat opgevouwen breedte	30,5 cm
Zitdiepte	43 cm	Totaal gewicht	22,4 kg
Zithoogte	51 - 56 cm	Max. belasting	125 kg
Zithoogte verstelling in stappen	3	Verpakkingseenheid	8 Pal.
Rugleuninghoogte	42.5 - 50 cm		

Accessoires




Transportbevestiging Prosafe

Art. nr.:900100783




In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100




Remhendel-verlenging

Art. nr.:900300110



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Bekkengordel L

Art. nr.:900300320



PU-wiel 150 x 35 mm met wielvork

Art. nr.:900300340




Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Rolstoel met éénhandaandrijving voor Rotec en Freetec

Art. nr.:900100778



Zitkussen

Art. nr.:900300270