

# Rolstoelweegschaal bamboe

Art. nr.: 900400100



- Snelle en eenvoudige gewichtsmeting
- In display weergegeven gewicht kan worden opgeslagen
- Extreem belastbaar oppervlak van echt bamboe
- Weegschaal is gekalibreerd

## Technische gegevens

Artikelnummer	900400100	Totale hoogte	6 cm
Kleur	bamboe	Zithoogte	- cm
Trommelremme	No	Totaal gewicht	13 kg
Totale breedte	80 cm	Max. belasting	300 kg
Totale lengte	80 cm	Verpakkingseenheid	1 Stk.