

Lichtgewicht rolstoel Freetec

Art. nr.: 900500700



- Eenvoudige, traploze verstelling van korte en lange armsteunen
- Wielvluchtinstelling van de voorvork
- Voetplaten in vijf standen verstelbaar van 0 tot 32 graden
- Wielbasisverlenging mogelijk
- Verkrijgbaar in acht zitbreedten
- Hoogte van duwgrepen in vier standen verstelbaar
- Rugbekleding in diepte en hoogte aan te passen
- Armsteun in binnengedeelte met stalen inleg versterkt voor nog hogere stabiliteit
- Hielbanden bieden extra houvast
- 200 x 50 mm PU-stuur en 24" x 1 3/8" massief rubberen aandrijf wiel
- Extra versterkte voorvork
- Zithoogteverstelling in drie standen van 45 cm tot 50 cm voor maximaal comfort
- Beenlengte traploos verstelbaar
- Standaard steekas voor snelle wielmontage of -demontage
- Optioneel met trommelrem voor begeleider verkrijgbaar
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Freetec met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Freetec zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G en Multitec

Technische gegevens

Lichtgewicht rolstoel Freetec

Art. nr.: 900500700



Artikelnummer	900500700	Hoogte armleuning	21.5 cm
Kleur	zwart-grijs	Breedte tussen de armlegger	0 cm
Trommelremme	No	lengte verstelling voetplaat	34.5 - 48.5 cm
Totale breedte	70 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Totale lengte	103 cm	Afmetingen voorwiel	200 x 5 cm
Totale hoogte	92 - 99.5 cm	Maat opgevouwen breedte	28 cm
Sitzbreite	52 cm	Totaal gewicht	17 kg
Zitdiepte	43 - 50 cm	Max. belasting	125 kg
Zithoogte	45 - 50 cm	Verpakkingseenheid	8 Pal.
Rugleuninghoogte	38.5 - 46 cm		

Lichtgewicht rolstoel Freetec

Art. nr.: 900500700

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Transportbevestiging Prosafe

Art. nr.:900100783



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100




Remhendel-verlenging

Art. nr.:900300110



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190




Therapietafel voor Rotec/Freetec

Art. nr.:900300306



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Bekkengordel L

Art. nr.:900300320



PU-wiel 150 x 35 mm met wielvork

Art. nr.:900300340



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Wielbasisverlenging adapterblok Freetec

Art. nr.:900300360

Lichtgewicht rolstoel Freetec

Art. nr.: 900500700

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



**Rolstoel met éénhandaandrijving voor
Rotec en Freetec**

Art. nr.:900100778



Zitkussen

Art. nr.:900300272