

Lichtgewicht rolstoel Litec

Art. nr.: 900700100



- Zeer wendbaar en licht
- Armleggers wegklapbaar
- Voetplaten zijn wegklapbaar met hielband
- Beensteunen zijn in 6 stappen verstelbaar
- Gepolsterde rug en zitting
- Versterkt aluminium frame voor extra stabiliteit
- Kunststof voorvork voor een lager gewicht met 3 instel mogelijkheden
- Aluminium hoepel
- Quick release as
- Verkrijgbaar in 5 breedte maten: 39, 42, 45, 48, en 51 cm
- In 3 stappen dmv de voorvork verstelling
- Wielstand verlenging is mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	900700100
HMV-Nr.	18.50.02.2120
Kleur	zwart-grijs
Trommelremme	No
Totale breedte	61 cm
Totale lengte	114 cm
Totale hoogte	92 cm
Sitzbreite	39 cm
Zitdiepte	43 cm
Zithoogte	46 - 51 cm
Rugleuninghoogte	40 cm
Rugleuninghoek	5 °

Hoogte armleuning	22 cm
Breedte tussen de armlegger	0 cm
lengte verstelling voetplaat	37 - 49 cm
Hoek van voetplaat	30 °
Afmetingen aandrijfwiel	24" x 1 3/8"
Afmetingen voorwiel	175 x 45 cm
Maat opgevouwen breedte	33,5 cm
Totaal gewicht	15,9 kg
Gewicht	15,9 kg
Max. belasting	125 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires



Beensteun voor Litec/Ecotec kan worden opgeklapt en vastgezet

Art. nr.:900700601



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900700618



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Bekkengordel L

Art. nr.:900300320



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350