

Transportrolstoel D-Lite 12,5

Art. nr.: 900800200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Lichtgewicht aluminium frame
- Rugleuning kan worden neergeklapt
- Wielgrootte 12,5"
- In hoogte verstelbare armleuningen
- Afneembare en zwenkbare beensteunen
- Verkrijgbaar in twee zitbreedten
- Inclusief rem voor begeleider

Technische gegevens

Artikelnummer	900800200
Kleur	zwart-rood
Totale breedte	66 cm
Totale lengte	89 cm
Totale hoogte	92.5 - 98 cm
Sitzbreite	50 cm
Zitdiepte	39.5 cm
Zithoogte	- 49 cm

Stuurwielen	7"
Maat opgevouwen hoogte	73 cm
Maat opgevouwen breedte	28 cm
Maat opgevouwen lengte	67,5 cm
Totaal gewicht	13,3 kg
Max. belasting	125 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.