

Transportrolstoel D-Lite 24

Art. nr.: 900800300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Lichtgewicht aluminium frame
- Rugleuning kan worden neergeklapt
- Wielgrootte 24"
- In hoogte verstelbare armleuningen
- Afneembare en zwenkbare beensteunen
- Verkrijgbaar in twee zitbreedten

Technische gegevens

Artikelnummer	900800300
Kleur	zwart-rood
Totale breedte	67 cm
Totale lengte	101 cm
Totale hoogte	93 - 98.5 cm
Sitzbreite	45 cm
Zitdiepte	39.5 cm

Zithoogte	- 49 cm
Maat opgevouwen hoogte	73 cm
Maat opgevouwen breedte	32 cm
Maat opgevouwen lengte	69 cm
Totaal gewicht	14,4 kg
Max. belasting	125 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.