

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950200



- Ziteenheid met traploze hoekverstelling en ondersteuning met gasdrukveer
- Ergonomisch vormgegeven rugleuning met traploze hoekverstelling onafhankelijk van de ziteenheid met ondersteuning van gasveer
- Traploze zitdiepte-instelling
- Speciaal vormgegeven oppervlakstructuur, optimale drukverdeling en stabiele positionering van de gebruiker
- Duwgrepen in hoogte verstelbaar
- Beensteunen opklapbaar met knie- en kuitbekleding (in hoogte en diepte verstelbaar)
- Hoek van voetplaten instelbaar met hielband
- Standaard met antikiepsleun (in hoogte verstelbaar) en hoofdsteun (optimaal verstelbaar in hoogte en hoek)
- Aandrijfwielen 24 inch met steekas pechvrij PU met verchroomde hoepels
- Optioneel met trommelrem voor begeleider verkrijgbaar
- Accessoires: abductiewig, zijpelotten, therapietafel, adapterplaat voor zittingverbreding en adapterset voor duwhulp PowerStroll
- Zorghulpmiddelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Multitec met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Multitec zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G en Freetec

Technische gegevens

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950200



Artikelnummer	900950200	Rugleuninghoek	-3 - 36 °
Kleur	zwart-grijs	Hoogte van armleuningverstelling	3
Trommelremme	No	Hoogte armleuning	17 - 20.5 cm
Totale breedte	65 cm	Breedte tussen de armlegger	0 cm
Totale lengte	112 - 152 cm	lengte verstelling voetplaat	40 - 60 cm
Totale hoogte	97 - 114 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24"
Sitzbreite	44 cm	Afmetingen voorwiel	190 cm
Zitdiepte	42 - 48 cm	Totaal gewicht	32 kg
Zithoogte	- 45 cm	Gewicht	32 kg
	-1 - 19 °	Max. belasting	135 kg
Rugleuninghoogte	51 - 65 cm	Verpakkingseenheid	3 Pal.

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321




Rollatortas

Art. nr.:710000075




Rollatortas

Art. nr.:710000076




**Opklapbare en vergrendelbare
beensteunen**

Art. nr.:900300170



**Opklapbare en vergrendelbare
beensteunen**

Art. nr.:900300171



**Opklapbare en vergrendelbare
beensteunen**

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff



Abductiewig

Art. nr.:900600902



Zijpelotten (paar)

Art. nr.:900600900



Therapietafel

Art. nr.:900600901

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950200



Adapterset voor PowerStroll

Art. nr.:900600910




Adapterplaat voor armleuningverbreding

Art. nr.:900900901



Multitec-accessoirepakket

Art. nr.:900600903



Zitkussen

Art. nr.:900300271