

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950300



- Ziteenheid met traploze hoekverstelling en ondersteuning met gasdrukveer
- Ergonomisch vormgegeven rugleuning met traploze hoekverstelling onafhankelijk van de ziteenheid met ondersteuning van gasveer
- Traploze zitdiepte-instelling
- Speciaal vormgegeven oppervlakstructuur, optimale drukverdeling en stabiele positionering van de gebruiker
- Duwgrepen in hoogte verstelbaar
- Beensteunen opklapbaar met knie- en kuitbekleding (in hoogte en diepte verstelbaar)
- Hoek van voetplaten instelbaar met hielband
- Standaard met antiekiepsteun (in hoogte verstelbaar) en hoofdsteun (optimaal verstelbaar in hoogte en hoek)
- Aandrijfwielen 24 inch met steekas pechvrij PU met verchroomde hoepels
- Optioneel met trommelrem voor begeleider verkrijgbaar
- Accessoires: abductiewig, zijpelotten, therapietafel, adapterplaat voor zittingverbreding en adapterset voor duwhulp PowerStroll
- Zorghulpmiddelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Multitec met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Multitec zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G en Freetec

Technische gegevens

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950300



Artikelnummer	900950300
Kleur	zwart-grijs
Trommelremme	No
Totale breedte	70 cm
Totale lengte	112 - 152 cm
Totale hoogte	97 - 114 cm
Sitzbreite	49 cm
Zitdiepte	42 - 48 cm
Zithoogte	- 45 cm
	-1 - 19 °
Rugleuninghoogte	51 - 65 cm

Rugleuninghoek	-3 - 36 °
Hoogte van armleuningverstelling	3
Hoogte armleuning	17 - 20.5 cm
Breedte tussen de armlegger	0 cm
lengte verstelling voetplaat	40 - 60 cm
Afmetingen aandrijf wiel	24"
Afmetingen voorwiel	190 cm
Totaal gewicht	33 kg
Gewicht	33 kg
Max. belasting	135 kg
Verpakkingseenheid	3 Pal.

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff



Abductiewig

Art. nr.:900600902



Zijpelotten (paar)

Art. nr.:900600900



Therapietafel

Art. nr.:900600901



Adapterset voor PowerStroll

Art. nr.:900600910



Adapterplaat voor arMLEuningverbreding

Art. nr.:900900901



Multitec-accessoirepakket

Art. nr.:900600903

Multifunctionele rolstoel Multitec

Art. nr.: 900950300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Zitkussen

Art. nr.: 900300272