

# Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910300300

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuningen kunnen wegzwenken
- Opklapbare voetenplank met hielband
- Beklede rugleuning en zittingafdekking
- Aluminium wielvork met hoogteverstelling in drie standen
- Gepoedercoate stalen hoepels
- Zithoogte in te stellen op 46 en 51 cm
- Standaard geleverd met steekas en een snelle wielmontage of -demontage
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Geïntegreerde remhendelverlenging kan worden uitgetrokken en omgeklapt
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Ecotec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Ecotec 2G zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

## Technische gegevens

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                    | 910300300     |
| Trommelremme                     | No            |
| Totale breedte                   | 64.5 cm       |
| Totale lengte                    | 107 cm        |
| Totale hoogte                    | 95,5 - 103 cm |
| Sitzbreite                       | 46 cm         |
| Zitdiepte                        | 42 cm         |
| Zithoogte                        | 46 / 51 cm    |
| Zithoogte verstelling in stappen | 2             |

2 °


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rugleuninghoogte             | 43 cm      |
| Hoogte armleuning            | 22.5 cm    |
| lengte verstelling voetplaat | 36 - 48 cm |
| Afmetingen aandrijfwiel      | 24"        |
| Afmetingen voorwiel          | 7 x 2" cm  |
| Maat opgevouwen breedte      | 30 cm      |
| Totaal gewicht               | 19 kg      |
| Max. belasting               | 130 kg     |
| Verpakkingseenheid           | 8 Pal.     |

## Accessoires



**Bekkengordel XL**

Art. nr.:900300321



**Infuushouder voor rolstoelen**

Art. nr.:STDS820



**Rollatortas**

Art. nr.:710000075



**Rollatortas**

Art. nr.:710000076



**In hoogte en lengte verstelbare armleuning**

Art. nr.:900300100




**Kantelhulp**

Art. nr.:900300120



**Kantelhulp**

Art. nr.:900300121




**Opklapbare en vergrendelbare beensteunen**

Art. nr.:900300170



**Opklapbare en vergrendelbare beensteunen**

Art. nr.:900300171



**Opklapbare en vergrendelbare beensteunen**

Art. nr.:900300172



**Stompsteen**

Art. nr.:900300180



**Stompsteen**

Art. nr.:900300190



**Stokhouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300311



**Hoofdsteun voor rolstoelen**

Art. nr.:900300330

# Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910300300



**Zuurstoffleshouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300350



**Eénhandrem voor begeleider**

Art. nr.:900500767



**Oprijplaat rolstoel/scootmobiel**

Art. nr.:STDS1097



**Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen**

Art. nr.:900500750



**Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen**

Art. nr.:900500751



**Thermo-rolstoelkussen**

Art. nr.:RT-CU009



**Handmof**

Art. nr.:RT-Handmuff



**Zitkussen**

Art. nr.:900300270