

Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910300400

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuningen kunnen wegzwenken
- Opklapbare voetenplank met hielband
- Beklede rugleuning en zittingafdekking
- Aluminium wielvork met hoogteverstelling in drie standen
- Gepoedercoate stalen hoepels
- Zithoogte in te stellen op 46 en 51 cm
- Standaard geleverd met steekas en een snelle wielmontage of -demontage
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Geïntegreerde remhendelverlenging kan worden uitgetrokken en omgeklapt
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssysteem
- De Ecotec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Ecotec 2G zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Artikelnummer	910300400
Trommelremme	No
Totale breedte	68.5 cm
Totale lengte	107 cm
Totale hoogte	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	50 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	51 / 51 cm
Zithoogte verstelling in stappen	2

2 °


Rugleuninghoogte	43 cm
Hoogte armleuning	22.5 cm
lengte verstelling voetplaat	36 - 48 cm
Afmetingen aandrijfwiel	24"
Afmetingen voorwiel	7 x 2" cm
Maat opgevouwen breedte	30 cm
Totaal gewicht	19,2 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100




Kantelhulp

Art. nr.:900300120




Kantelhulp

Art. nr.:900300121




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180




Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Hoofdsteun voor rolstoelen

Art. nr.:900300330

Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910300400



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen

Art. nr.:900500750



Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen

Art. nr.:900500751



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff



Zitkussen

Art. nr.:900300270