

Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910350300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuningen kunnen wegzwenken
- Opklapbare voetenplank met hielband
- Beklede rugleuning en zittingafdekking
- Aluminium wielvork met hoogteverstelling in drie standen
- Gepoedercoate stalen hoepels
- Zithoogte in te stellen op 46 en 51 cm
- Standaard geleverd met steekas en een snelle wielmontage of -demontage
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijf wiel
- Geïntegreerde remhendelverlenging kan worden uitgetrokken en omgeklapt
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssysteem
- De Ecotec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Ecotec 2G zijn compatibel met iedere Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Artikelnummer	910350300
Trommelremme	Yes
Totale breedte	67 cm
Totale lengte	107 cm
Totale hoogte	90 - 95 cm
Sitzbreite	46 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	49 / 54 cm
Zithoogte verstelling in stappen	2

2 °


Rugleuninghoogte	39 cm
Hoogte armleuning	22.5 cm
lengte verstelling voetplaat	36 - 47 cm
Afmetingen aandrijf wiel	24"
Afmetingen voorwiel	7 x 2" cm
Maat opgevouwen breedte	32 cm
Totaal gewicht	20 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075




Rollatortas

Art. nr.:710000076



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100




Kantelhulp

Art. nr.:900300120



Kantelhulp

Art. nr.:900300121




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Hoofdsteun voor rolstoelen

Art. nr.:900300330

Standaardrolstoel Ecotec 2G

Art. nr.: 910350300



PU-wiel 150 x 35 mm met wielvork

Art. nr.:900300340




Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen

Art. nr.:900500750



Eénhand-parkeerrem voor rolstoelen

Art. nr.:900500751



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff



Zitkussen

Art. nr.:900300270