

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500200



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 46 tot 52 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijf wiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssystemen
- De Litec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G zijn compatibel met iedere Ecotec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500200



Artikelnummer	910500200	Rugleuninghoek	4 °
Kleur	zwart-grijs	Hoogte armleuning	23.5 cm
Total breedte	60 cm	Breedte tussen de armlegger	0 cm
Trommelremme	No	lengte verstelling voetplaat	36 - 44 cm
Totale breedte	60 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Totale lengte	104 cm	Afmetingen voorwiel	190 x 38 cm
Totale hoogte	87 - 92 cm	Maat opgevouwen breedte	30 cm
Sitzbreite	42 cm	Totaal gewicht	14 kg
Zitdiepte	42 cm	Max. belasting	125 kg
Zithoogte	47 - 52 cm	Verpakkingseenheid	8 Pal.
Rugleuninghoogte	42 cm		

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076



In hoogte en lengte verstelbare armleuning

Art. nr.:900300100



Kantelhulp

Art. nr.:900300120




Kantelhulp

Art. nr.:900300121



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Stokhouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300311



Hoofdsteen voor rolstoelen

Art. nr.:900300330



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910500200



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff



Zitkussen

Art. nr.:900300270