

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910550300



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 46 tot 52 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Crashtest conform ISO 7176-19: Goedgekeurd voor personentransport in een voertuig in combinatie met alle goedgekeurde personen- en rolstoelbeveiligingssysteem
- De Litec 2G met het identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G zijn compatibel met iedere Ecotec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec

## Technische gegevens

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Artikelnummer    | 910550300   |
| Kleur            | zwart-grijs |
| Trommelremme     | Yes         |
| Totale breedte   | 66 cm       |
| Totale lengte    | 104 cm      |
| Totale hoogte    | 87 - 92 cm  |
| Sitzbreite       | 46 cm       |
| Zitdiepte        | 42 cm       |
| Zithoogte        | 47 - 52 cm  |
| Rugleuninghoogte | 42 cm       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Rugleuninghoek               | 4 °          |
| Hoogte armleuning            | 23.5 cm      |
| Breedte tussen de armlegger  | 0 cm         |
| lengte verstelling voetplaat | 36 - 44 cm   |
| Afmetingen aandrijfwiel      | 24" x 1 3/8" |
| Afmetingen voorwiel          | 190 x 38 cm  |
| Maat opgevouwen breedte      | 32 cm        |
| Totaal gewicht               | 15,7 kg      |
| Max. belasting               | 125 kg       |
| Verpakkingseenheid           | 8 Pal.       |

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910550300

**drive**


**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Accessoires



**Bekkengordel XL**

Art. nr.:900300321



**Infuushouder voor rolstoelen**

Art. nr.:STDS820



**Rollatortas**

Art. nr.:710000075



**Rollatortas**

Art. nr.:710000076



**In hoogte en lengte verstelbare armleuning**

Art. nr.:900300100



**Kantelhulp**

Art. nr.:900300120



**Kantelhulp**

Art. nr.:900300121



**Stompsteen**

Art. nr.:900300180



**Stompsteen**

Art. nr.:900300190



**Stokhouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300311



**Hoofdsteen voor rolstoelen**

Art. nr.:900300330



**Zuurstoffleshouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300350



**Eénhandrem voor begeleider**

Art. nr.:900500767



**Oprijplaat rolstoel/scootmobiel**

Art. nr.:STDS1097

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G

Art. nr.: 910550300



**?Therapietafel Universal?**

Art. nr.:900300308



**Thermo-rolstoelkussen**

Art. nr.:RT-CU009



**Handmof**

Art. nr.:RT-Handmuff



**Zitkussen**

Art. nr.:900300271