

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600100



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 45 tot 51 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijf wiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Met hoogwaardige uitrusting, inclusief: zitkussen, in hoogte en lengte verstelbare armleuningen, stokhouder, bekkengordel en antiekiepsteun
- Uitgebreide instelmogelijkheden door flexibel aan te passen ruggedeelte, variabele zitdiepte en in hoogte verstelbare duwgrepen
- De Litec 2G Plus met identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G Plus zijn compatibel met iedere Litec 2G, Ecotec 2G, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600100

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 910600100 | Rugleuninghoek | 4 ° |
| Total breedte | 56 cm | Hoogte van armleuningverstelling | 8 |
| Trommelremme | No | Hoogte armleuning | 25.5 - 32.5 cm |
| Totale breedte | 56 cm | lengte verstelling voetplaat | 43 - 51 cm |
| Totale lengte | 106.5 cm | Afmetingen aandrijf wiel | 24" x 1 3/8" |
| Totale hoogte | 89.5 - 98.5 cm | Afmetingen voorwiel | 200 x 38 cm |
| Sitzbreite | 38 cm | Maat opgevouwen breedte | 30 cm |
| Zitdiepte | 42 - 54.5 cm | Totaal gewicht | 16,1 kg |
| Zithoogte | 46 - 51 cm | Max. belasting | 125 kg |
| Rugleuninghoogte | 42 - 46 cm | Verpakkingseenheid | 8 Pal. |


Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600100

drive


DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Transferplank van kunststof

Art. nr.:RTL6046



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075



Rollatortas

Art. nr.:710000076




Rollatortas

Art. nr.:710000077



?Rollatorgarage

Art. nr.:710000084



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Hoofdsteun voor rolstoelen

Art. nr.:900300330




Zuurstoffeshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Hoepelovertrek 24

Art. nr.:900100779



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Rolstoel-voetenzak

Art. nr.:RT-7434

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600100



Transferplank van hout

Art. nr.:RTL6045



Rolstoel-boodschappentas

Art. nr.:RT-5021GY



Greepverlenging

Art. nr.:900300312



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Rolstoelzitkussen

Art. nr.:RT-CU014



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff