

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600400



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 45 tot 51 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Met hoogwaardige uitrusting, inclusief: zitkussen, in hoogte en lengte verstelbare armleuningen, stokhouder, bekkengordel en antiekiepsteun
- Uitgebreide instelmogelijkheden door flexibel aan te passen ruggedeelte, variabele zitdiepte en in hoogte verstelbare duwgrepen
- De Litec 2G Plus met identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G Plus zijn compatibel met iedere Litec 2G, Ecotec 2G, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600400



Artikelnummer	910600400	Hoogte van armleuningverstelling	8
Trommelremme	No	Hoogte armleuning	25.5 - 32.5 cm
Totale breedte	68 cm	lengte verstelling voetplaat	43 - 51 cm
Totale lengte	106.5 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Totale hoogte	89.5 - 98.5 cm	Afmetingen voorwiel	200 x 38 cm
Sitzbreite	50 cm	Maat opgevouwen breedte	30 cm
Zitdiepte	42 - 47 cm	Totaal gewicht	16,4 kg
Zithoogte	46 - 51 cm	Max. belasting	125 kg
Rugleuninghoogte	42 - 46 cm	Verpakkingseenheid	8 Pal.
Rugleuninghoek	4 °		

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600400

drive


DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075




Rollatortas

Art. nr.:710000076



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172




Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Hoofdsteun voor rolstoelen

Art. nr.:900300330



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910600400



Handmof

Art. nr.: RT-Handmuff



Zitkussen

Art. nr.: 900300272