

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650100



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 45 tot 51 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijf wiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Met hoogwaardige uitrusting, inclusief: zitkussen, in hoogte en lengte verstelbare armleuningen, stokhouder, bekkengordel en antiekiepsteun
- Uitgebreide instelmogelijkheden door flexibel aan te passen ruggedeelte, variabele zitdiepte en in hoogte verstelbare duwgrepen
- De Litec 2G Plus met identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G Plus zijn compatibel met iedere Litec 2G, Ecotec 2G, Freetec, Rotec en Multitec

## Technische gegevens

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus


Art. nr.: 910650100

Artikelnummer	910650100	Rugleuninghoek	4 °
Trommelremme	Yes	Hoogte van armleuningverstelling	8
Totale breedte	58 cm	Hoogte armleuning	25.5 - 32.5 cm
Totale lengte	106.5 cm	lengte verstelling voetplaat	43 - 51 cm
Totale hoogte	89.5 - 98.5 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Sitzbreite	38 cm	Afmetingen voorwiel	200 x 38 cm
Zitdiepte	42 - 54.5 cm	Maat opgevouwen breedte	32 cm
Zithoogte	46 - 51 cm	Totaal gewicht	17,3 kg
Rugleuninghoogte	42 - 46 cm	Max. belasting	125 kg

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus


Art. nr.: 910650100

## Accessoires



**Transferplank van kunststof**

Art. nr.:RTL6046



**Infuushouder voor rolstoelen**

Art. nr.:STDS820



**Rollatortas**

Art. nr.:710000075



**Rollatortas**

Art. nr.:710000076



**Rollatortas**

Art. nr.:710000077



**Stompsteen**

Art. nr.:900300180



**Stompsteen**

Art. nr.:900300190



**Hoofdsteen voor rolstoelen**

Art. nr.:900300330



**Zuurstoffeshouder voor rolstoelen**

Art. nr.:900300350



**Eénhandrem voor begeleider**

Art. nr.:900500767



**Oprijplaat rolstoel/scootmobiel**

Art. nr.:STDS1097



**Transferplank van hout**

Art. nr.:RTL6045



**Rolstoel-boodschappentas**

Art. nr.:RT-5021GY



**Thermo-rolstoelkussen**

Art. nr.:RT-CU009

# Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650100



## Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff