

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650300



- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning kan worden weggedraaid
- In hoek verstelbare (0° - 30°) en opklapbare voetenplank standaard
- Beensteun in vijf standen in hoogte verstelbaar
- Beklede rugleuning en zittingbedekking
- Versterkt aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Aluminium fietsstuur met hoogteverstelling in drie standen
- Zithoogteverstelling van 45 tot 51 cm in drie standen mogelijk
- Wielbasisverlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuur en 24" massief rubberen aandrijfwiel
- Standaard steekas voor een snelle wielmontage of -demontage
- Met hoogwaardige uitrusting, inclusief: zitkussen, in hoogte en lengte verstelbare armleuningen, stokhouder, bekkengordel en antiekiepsteun
- Uitgebreide instelmogelijkheden door flexibel aan te passen ruggedeelte, variabele zitdiepte en in hoogte verstelbare duwgrepen
- De Litec 2G Plus met identieke-onderdelenprincipe: U profiteert van meer flexibiliteit en verkleint uw onderdelenvoorraad met het identieke-onderdelenprincipe: Veel vervangende onderdelen en de accessoires van de Litec 2G Plus zijn compatibel met iedere Litec 2G, Ecotec 2G, Freetec, Rotec en Multitec

Technische gegevens

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650300



Artikelnummer	910650300	Rugleuninghoek	4 °
Trommelremme	Yes	Hoogte van armleuningverstelling	8
Totale breedte	66 cm	Hoogte armleuning	25.5 - 32.5 cm
Totale lengte	106.5 cm	lengte verstelling voetplaat	43 - 51 cm
Totale hoogte	89.5 - 98.5 cm	Afmetingen aandrijf wiel	24" x 1 3/8"
Sitzbreite	46 cm	Afmetingen voorwiel	200 x 38 cm
Zitdiepte	42 - 47 cm	Maat opgevouwen breedte	32 cm
Zithoogte	46 - 51 cm	Totaal gewicht	17,6 kg
Rugleuninghoogte	42 - 46 cm	Max. belasting	125 kg

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650300



Accessoires



Infuushouder voor rolstoelen

Art. nr.:STDS820



Rollatortas

Art. nr.:710000075




Rollatortas

Art. nr.:710000076




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300170




Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300171



Opklapbare en vergrendelbare beensteunen

Art. nr.:900300172



Stompsteen

Art. nr.:900300180



Stompsteen

Art. nr.:900300190



Hoofdsteen voor rolstoelen

Art. nr.:900300330



Zuurstoffleshouder voor rolstoelen

Art. nr.:900300350



Eénhandrem voor begeleider

Art. nr.:900500767



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Thermo-rolstoelkussen

Art. nr.:RT-CU009



Handmof

Art. nr.:RT-Handmuff

Lichtgewicht rolstoel Litec 2G Plus

Art. nr.: 910650300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Zitkussen

Art. nr.: 900300271