

TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. nr.: 950100326

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Let op de gewijzigde artikelcodes van ons scootmobiel assortiment voor de internationale markt. Deze veranderen als volgt:

Bijvoorbeeld in 950100336-MD

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

De nieuwe Tourer Plus is een veelzijdig multitalent. Dynamisch, sportief, snel en wendbaar. Hij is ontwikkeld om aan uw eisen te voldoen. Deze elektromobiel is niet alleen aantrekkelijk vanwege zijn doordachte details, maar ook door zijn hoge motorvermogen. De vele eigenschappen zorgen ervoor dat u uw dag met de Tourer Plus bijzonder flexibel kunt indelen.

- Gloednieuwe ingebouwde lichttechniek zorgt voor lager stroomverbruik
- Met goedkeuring voor transport in daarvoor bestemde bussen van het openbaar vervoer met bijbehorende sticker
- Met de high-lowmodus kunt u met één druk op een knop de snelheid in een oogwenk verminderen tot 6?km/h
- Strak, wendbaar design
- Flexibel en comfortabel in het gebruik door de verstelbare stuurkolom

Technische gegevens

TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. nr.: 950100326



Artikelnummer	950100326
Kleur	rood
Totale breedte	64 cm
Totale lengte	120 cm
Totale hoogte	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Zitdiepte	44 - 49 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	43 - 55 cm
Snelheid	12 km/h

Batterijvermogen 2x	50 Ah
Motorvermogen	700 W
Continuvermogen	700 W
Klimvermogen	10° / 17 %
Bodemvrijheid	6,5 cm
Banden voor	290 mm
Banden achter	290 mm
Gewicht zonder batterijen	71,5 kg
Max. belasting	136 kg

TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. nr.: 950100326

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE




Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444