

TOURER (ST4D 2G)

Art. nr.: 950100366

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Met de Tourer op lange reizen. Dit is een betrouwbare reisgezel, zowel in stedelijke als landelijke omgevingen. Hiermee kunt u zich bij iedere rit helemaal overgeven aan het rijplezier. Wilt u langere routes flexibel combineren met bus en trein? Met de Tourer is dat geen probleem. Dankzij de goedkeuring en het meegeleverde plaatje kunt u dit model spontaan in het openbaar vervoer meenemen. Uw ideale begeleider voor stad en land.

- Gloednieuwe ingebouwde lichttechniek zorgt voor lager stroomverbruik
- Met goedkeuring voor transport in daarvoor bestemde bussen van het openbaar vervoer met bijbehorende sticker
- Met de high-lowmodus kunt u met één druk op een knop de snelheid direct verminderen tot de helft van de maximumsnelheid
- Er is ook een model met dezelfde bouw voor 12?km/h verkrijgbaar
- Stuurkolom kan flexibel worden aangepast en vastgezet

Technische gegevens

Artikelnummer	950100366
Kleur	rood
Totale breedte	64 cm
Totale lengte	120 cm
Totale hoogte	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Zitdiepte	44 - 49 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	43 - 55 cm
Snelheid	6 km/h

Batterijvermogen 2x	50 Ah
Motorvermogen	500 W
Continuvermogen	500 W
Klimvermogen	17 %
Bodemvrijheid	8 cm
Banden voor	11"
Banden achter	11"
Gewicht zonder batterijen	70,5 kg
Max. belasting	136 kg

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencap

Art. nr.:RT-SC001



Regencap

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE




Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444