

TOURER 3 (ST4D 2G 3 Wheel)

Art. nr.: 950100390

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Wendbaar wanneer het moet, stabiel op de langere trajekten. Met de Tourer 3 wiel scootmobiel heeft u een betrouwbare partner, in de stad of in een landelijke omgeving. De Drive Tourer 3 heeft een compact formaat waardoor u hem eenvoudig kunt stallen. Door het compacte formaat ook zeer wendbaar in smalle winkelstraatjes.

Standaard met een comfortabele stoel, spiegel, mand en luchtbanden met vering. Eventueel kunt u ook een stoelvering monteren voor nog meer comfort. Met de high-lowmodus kunt u met één druk op een knop de snelheid direct verminderen tot de helft van de maximumsnelheid

Kenmerken:

- De stuurkolom is eenvoudig verstelbaar
- Knipperlichten
- Verlichting
- Draaibare en verstelbare comfortabele stoel met hoofdsteun en armleggers
- Delta stuur

Technische gegevens

Artikelnummer	950100390
Kleur	antraciet
Totale breedte	62.5 cm
Totale lengte	121 cm
Totale hoogte	116 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Zitdiepte	44 - 49 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	43 - 55 cm
Snelheid	12 km/h

Batterijvermogen 2x	50 Ah
Motorvermogen	700 W
Continuvermogen	700 W
Klimvermogen	17 %
Bodemvrijheid	6 cm
Banden voor	11"
Banden achter	11"
Gewicht zonder batterijen	93,5 kg
Max. belasting	135 kg

TOURER 3 (ST4D 2G 3 Wheel)

Art. nr.: 950100390

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE




Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444