

BLAZE (ST5D Plus)

Art. nr.: 950100415

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Let op de gewijzigde artikelcodes van ons scootmobiel assortiment voor de internationale markt. Deze veranderen als volgt:

Bijvoorbeeld in 950100405-MD

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Dynamisch, sportief en geraffineerd. De nieuwe Blaze is een cross-over, die is ontwikkeld om aan uw eisen te voldoen. Het innovatieve design plaatst de mens centraal. Deze elektromobiel is niet alleen aantrekkelijk vanwege zijn doordachte details, maar ook door zijn markante look. De banden van 13 inch op lichtmetalen designvelgen maken het elegante design compleet.

- Veilig rijden met standaard dagrijlicht
- Gloednieuwe, geïntegreerde LED-lichttechniek zorgt voor lager stroomverbruik
- Krachtige motor
- 13-inch banden op chique lichtmetalen aluminium designvelgen zorgen voor comfortabel rijden
- De standaard mand biedt volop ruimte voor boodschappen

Technische gegevens

Artikelnummer	950100415
Kleur	antraciet
Totale breedte	68 cm
Totale lengte	140 cm
Totale hoogte	132.5 cm
Sitzbreite	51 cm
Zitdiepte	47 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	62 cm

Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah
Motorvermogen	850 W
Klimvermogen	10° / 17 %
Bodemvrijheid	9 cm
Banden voor	335 mm
Banden achter	335 mm
Gewicht zonder batterijen	124 kg
Max. belasting	160 kg

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Regencape

Art. nr.:RT-SC001




Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444