



Met de Spark wordt uw leven een belevenis. Veel intelligente functies en veiligheidsuitrustingen zorgen voor een complete rijbelevenis. Bepaal uw volgende rit zelf. Deze elektromobiel is niet alleen bijzonder veilig, maar met zijn slimme design en aluminium velgen van 8 inch met laagprofielbanden van 13 inch een echte blikvanger.

- Krachtige motor
- Afzonderlijke ophanging aan de voorwielen met verstelbare vering voor individueel rijden
- Met slechts één schakelaar kan de high-lowmodus worden geactiveerd waarmee de maximale snelheid met de helft wordt verminderd
- Het volume van de geluidssignalen is eenvoudig via het display in te stellen

Technische gegevens

Artikelnummer	950100420
Kleur	antraciet
Totale breedte	68 cm
Totale lengte	144 cm
Totale hoogte	136 cm
Sitzbreite	51 cm
Zitdiepte	47 cm
Zithoogte	45 / 47.5 - 50 cm
Breedte tussen de armlegger	46 - 62 cm
Snelheid	15 km/h

Batterijvermogen 2x	80 Ah
Motorvermogen	850 W
Continuvermogen	850 W
Topprestaties	1300 W
Klimvermogen	10° / 17 %
Bodemvrijheid	10 cm
Banden voor	335 mm
Banden achter	335 mm
Gewicht zonder batterijen	138 kg
Max. belasting	160 kg

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444