

# Scootmobiel ST5D Plus

Art. nr.: 950100425

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Intuïtief digitaal display
- Innovatieve LED-techniek
- 8 Ah-oplader met afleesfunctie
- 13-inch banden op lichtmetalen aluminium designvelgen
- Volume-instellingen van de signaaltönen met toetsencombinaties op het display
- Traploze instelling van de stuurkolom
- Kapiteinsstoel en mand voor zijn standaard
- Met snelheidsverlaging in bochten
- Inclusief 2 achteruitkijkspiegels

## Technische gegevens

Artikelnummer	950100425
Totale breedte	68 cm
Totale lengte	140 cm
Totale hoogte	132.5 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	62 cm
Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah


Motorvermogen	850 W
Klimvermogen	17 %
Bodemvrijheid	9 cm
Banden voor	330 mm / 13"
Banden achter	330 mm / 13"
Totaal gewicht	124 kg
Max. belasting	160 kg

## Accessoires



**Compacte afsluitbare koffer**

Art. nr.:950500100



**Oprijplaat rolstoel/scootmobiel**

Art. nr.:STDS1097



**Regencape**

Art. nr.:RT-SC001



**Regencape**

Art. nr.:RT-SC004



**Regenjack**

Art. nr.:319



**Scootmobielgarage opvouwbaar**

Art. nr.:SCGARAGE



**Scootmobieltas voor de rugleuning**

Art. nr.:RT-5026



**Scootmobielzadeltas**

Art. nr.:RT-5022




**Scootmobiel-accessoirepakket**

Art. nr.:RT-SCPACK



**Loophulp-/rollatorhouder**

Art. nr.:950000089




**Zuurstoffleshouder**

Art. nr.:950500113



**Stokhouder**

Art. nr.:950000029



**Mand achter**

Art. nr.:950000090



**Scootmobielgarage**

Art. nr.:RT-4444

# Scootmobiel ST5D Plus

Art. nr.: 950100425

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**Brilhouder voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900001



**Reflectoren verpakking met 2 stuks**

Art. nr.:700900002



**Reflectoren verpakking met 6 stuks**

Art. nr.:700900003



**Bandenspanningtester voor scootmobiel**

Art. nr.:700900005



**Achteruitkijkspiegel voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900004



**Sleutelbergplaats**

Art. nr.:700900007



**Smartphonehouder met spatwaterdichte box voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900006



**Smartphonehouder met kabelbinderbevestiging voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900008



**Smartphonehouder met kleefbevestiging voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900009



**Thermometer voor rollators, rolstoelen en scootmobielen**

Art. nr.:700900010