

# BLAZE (ST5D Plus)

Art. nr.: 950100465

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**Let op de gewijzigde artikelcodes van ons scootmobiel assortiment voor de internationale markt. Deze veranderen als volgt:**

**Bijvoorbeeld in 950100475-MD**

**Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.**

Dynamisch, sportief en geraffineerd. De nieuwe Blaze is een cross-over, die is ontwikkeld om aan uw eisen te voldoen. Het innovatieve design plaatst de mens centraal. Deze elektromobiel is niet alleen aantrekkelijk vanwege zijn doordachte details, maar ook door zijn markante look. De banden van 13 inch op lichtmetalen designvelgen maken het elegante design compleet.

- Veilig rijden met standaard dagrijlicht
- Gloednieuwe, geïntegreerde LED-lichttechniek zorgt voor lager stroomverbruik
- Krachtige motor
- 13-inch banden op chique lichtmetalen aluminium designvelgen zorgen voor comfortabel rijden
- De standaard mand biedt volop ruimte voor boodschappen

## Technische gegevens

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Artikelnummer               | 950100465 |
| Kleur                       | blauw     |
| Totale breedte              | 68 cm     |
| Totale lengte               | 140 cm    |
| Totale hoogte               | 132.5 cm  |
| Sitzbreite                  | 51 cm     |
| Zitdiepte                   | 47 cm     |
| Zithoogte                   | - cm      |
| Breedte tussen de armlegger | 62 cm     |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Snelheid                  | 15 km/h    |
| Batterijvermogen 2x       | 80 Ah      |
| Motorvermogen             | 850 W      |
| Klimvermogen              | 10° / 17 % |
| Bodemvrijheid             | 9 cm       |
| Banden voor               | 335 mm     |
| Banden achter             | 335 mm     |
| Gewicht zonder batterijen | 124 kg     |
| Max. belasting            | 160 kg     |

## Accessoires



**Oprijplaat rolstoel/scootmobiel**

Art. nr.:STDS1097



**Regencape**

Art. nr.:RT-SC001



**Regencape**

Art. nr.:RT-SC004



**Scootmobielgarage opvouwbaar**

Art. nr.:SCGARAGE



**Scootmobieltas voor de rugleuning**

Art. nr.:RT-5026



**Scootmobielzadeltas**

Art. nr.:RT-5022



**Scootmobiel-accessoirepakket**

Art. nr.:RT-SCPACK



**Loophulp-/rollatorhouder**

Art. nr.:950000089



**Stokhouder**

Art. nr.:950000029



**Scootmobielgarage**

Art. nr.:RT-4444