

SPARK 3 (ST5D 3 Wheel)

Art. nr.: 950100503

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Krachtige motor
- Onafhankelijke vering op de voorwielen met instelbare mate van vering
- Met de hoog-laagmodus kan de snelheid snel worden verlaagd tot de helft van de maximumsnelheid
- Het volume van de signaaltone kan eenvoudig worden aangepast via het display
- Elegante 8" aluminium velgen met 13" laagprofielbanden
- De mand is inbegrepen
- De dissel is traploos verstelbaar

Technische gegevens

Artikelnummer	950100503
Kleur	antraciet
Totale breedte	62.5 cm
Totale lengte	143 cm
Totale hoogte	116 cm
Zithoogte	- cm
Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah

Motorvermogen	800 W
Klimvermogen	17 %
Bodemvrijheid	10 cm
Banden voor	13"
Banden achter	13"
Gewicht	113,7 kg
Max. belasting	160 kg

SPARK 3 (ST5D 3 Wheel)

Art. nr.: 950100503

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444