

# BLUSTER 3 (ST6 3 wiel)

Art. nr.: 950100600



Maximaal vermogen en grootst mogelijke veiligheid bieden nieuwe perspectieven! Meteen bij de eerste aanblik voldoet de Bluster al aan alle eisen. Zijn veilige en comfortabele kenmerken zorgen dat u zich hierin helemaal prettig voelt en u zich bij iedere rit helemaal kunt richten op uw rijplezier.

- Goed beschermd bij regen of modderige wegen dankzij spatbescherming
- Aangename vering en bescherming van de elektromobiel door een botsbescherming
- Hoogwaardige volledige geveerde aandrijfwielen van 15 inch bieden optimaal rijcomfort
- Volume-instelling voor signaaltone met toetsencombinatie op het display

## Technische gegevens

Artikelnummer	950100600
Kleur	antraciet
Totale breedte	72 cm
Totale lengte	158 cm
Totale hoogte	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Zitdiepte	56 cm
Zithoogte	48 / 50.5 - 53 cm
Breedte tussen de armlegger	55 cm
Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah

Motorvermogen	800 W
Continuvermogen	800 W
Topprestaties	1600 W
Klimvermogen	16 %
Bodemvrijheid	13 cm
Banden voor	3.5 - 8
Banden achter	3.5 - 8
Batterij Voltage	80 V
Gewicht zonder batterijen	107 kg
Max. belasting	180 kg