



Maximaal vermogen en grootst mogelijke veiligheid bieden nieuwe perspectieven! Meteen bij de eerste aanblik voldoet de Bluster al aan alle eisen. Zijn veilige en comfortabele kenmerken zorgen dat u zich hierin helemaal prettig voelt en u zich bij iedere rit helemaal kunt richten op uw rijplezier.

- Goed beschermd bij regen of modderige wegen dankzij spatbescherming
- Aangename vering en bescherming van de elektromobiel door een botsbescherming
- Hoogwaardige volledige geveerde aandrijfwielen van 15 inch bieden optimaal rijcomfort
- Volume-instelling voor signaaltone met toetsencombinatie op het display

Technische gegevens

Artikelnummer	950100601
Kleur	rood
Totale breedte	72 cm
Totale lengte	158 cm
Totale hoogte	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Zitdiepte	56 cm
Zithoogte	48 / 50.5 - 53 cm
Breedte tussen de armlegger	55 cm

Batterijvermogen 2x	80 Ah
Motorvermogen	800 W
Continuvermogen	800 W
Klimvermogen	9 %
Bodemvrijheid	13 cm
Banden voor	3.5 - 8
Banden achter	3.5 - 8
Gewicht	160 kg