

Scootmobiel ST6

Art. nr.: 950100820

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Eenvoudige en intuïtieve bediening van het multifunctionele display
- Oplader (12 Ah) met afleesfunctie
- Krachtige 800W-motor
- Volume-instelling van signaaltone met toetsencombinatie op het display
- Individueel instelbare Deluxe-kapiteinsstoel
- Volledige vering van alle wielen voor optimaal rijcomfort en veiligheid bij het overwinnen van hindernissen
- Levering standaard met stootstang

Technische gegevens

Artikelnummer	950100820
Kleur	antraciet
Totale breedte	72 cm
Totale lengte	160 cm
Totale hoogte	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Zitdiepte	56 cm
Zithoogte	48 / 50.5 - 53 cm
Breedte tussen de armlegger	55 cm
Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah

Motorvermogen	800 W
Continuvermogen	800 W
Topprestaties	1600 W
Klimvermogen	9° / 16 %
Bodemvrijheid	11 cm
Banden voor	380 mm
Banden achter	380 mm
Gewicht zonder batterijen	120 kg
Max. belasting	180 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Accessoires



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444