



Het design is aantrekkelijk, de efficiëntie indrukwekkend en de veelzijdigheid overtuigend. De Envoy behoort niet voor niets tot de populairste elektromobielen: de unieke wendbaarheid is overtuigend en staat garant voor veel rijplezier. Met zijn talrijke voorzieningen en moderne design is dit een solide mobiliteitsaanbieder.

- Standaard uitgerust met twee achteruitkijkspiegels voor een goed overzicht in de stad of in de natuur
- Zeer robuust en krachtig met een maximale belasting van 160 kg
- Met goedkeuring voor transport in daarvoor bestemde bussen van het openbare vervoer met bijbehorende sticker
- Hoogwaardige en aangename volledige vering

Technische gegevens

Artikelnummer	950200100-50
Kleur	grijs-metalic
Totale breedte	58 cm
Totale lengte	119 cm
Totale hoogte	117 - 122 cm
Sitzbreite	48 cm
Zitdiepte	45 cm
Zithoogte	46 / 48.5 - 51 cm
Breedte tussen de armlegger	47 - 67 cm
Snelheid	6 km/h
Batterijvermogen 2x	34/50 Ah


Motorvermogen	400 W
Continuvermogen	400 W
Topprestaties	500 W
Klimvermogen	9° / 16 %
Bodemvrijheid	8 cm
Banden voor	10" (260 mm)
Banden achter	10" (260 mm)
Gewicht zonder batterijen	76 kg
Max. belasting	160 kg
Verpakkingseenheid	1 Pal.

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4443



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444