

Scootmobiel BL350 Envoy

Art. nr.: 950200150-50

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Gebruikersgewicht tot 160 kg Vering rondom voor veel rijcomfort
Modern design Overzichtelijke bediening Spiegel links en rechts
Grote wielen voor veel rijcomfort en het eenvoudig nemen van hindernissen.

Technische gegevens

Artikelnummer	950200150-50
Kleur	grijs-metalic
Totale breedte	58 cm
Totale lengte	119 cm
Totale hoogte	117 - 122 cm
Sitzbreite	48 cm
Zitdiepte	45 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de armlegger	47 - 67 cm
Snelheid	6 km/h
Batterijvermogen 2x	34/50 Ah


Motorvermogen	400 W
Continuvermogen	400 W
Topprestaties	500 W
Klimvermogen	9° / 16 %
Bodemvrijheid	8 cm
Banden voor	10" (260 mm)
Banden achter	10" (260 mm)
Gewicht zonder batterijen	76 kg
Max. belasting	160 kg
Verpakkingseenheid	1 Pal.

Accessoires



Bekkengordel XL

Art. nr.:900300321



Oprijplaat rolstoel/scootmobiel

Art. nr.:STDS1097



Stokhouder

Art. nr.:950000028



Regencap

Art. nr.:RT-SC001



Regencap

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4443



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4444