




- Intelligent bedieningspaneel met joystick
- Elegante zwart frame
- Ultralicht en compact - perfect voor reizen en uitstapjes
- USB-poort voor opladen
- Gemakkelijk bereikbare opbergruimte onder de zitting
- Verwijderbare en gemakkelijk te reinigen zitting
- Geventileerde rugleuning
- Opklapbare armleuningen
- Lekkervrije banden (achterwielen 8,5 inch)
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Belastbaar tot 115 kg
- Met zwarte transporttas inclusief trolleyfunctie

## Technische gegevens

Artikelnummer	ACFPC17BLK-EU
Kleur	antraciet
Totale breedte	57 cm
Totale lengte	93 cm
Totale hoogte	93 cm
Sitzbreite	44 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	- 49 cm
Snelheid	6 km/h
Battery Capacity	20 Ah
Continuvermogen	250 W
Klimvermogen	10 %

Bodemvrijheid	6,5 cm
Banden voor	17.8 x 4.5 cm
Banden achter	21.6 x 5.2 cm
Maat opgevouwen breedte	57 cm
Maat opgevouwen hoogte	32 cm
Maat opgevouwen lengte	79 cm
Batterij Voltage	24 V
Totaal gewicht	18,5 kg
Gewicht batterijen	2,7 kg
Gewicht zonder batterijen	15,8 kg
Max. belasting	115 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

## Accessoires



**Nettas voor rollator Torro & Torro Acero**

Art. nr.:950700004