

Hurricane Freedom wandelstok, Zwart

Art. nr.: HCANE-BK

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



De wandelstok die blijft staan. Bijvoorbeeld wanneer u in of uitstapt in uw scooter blijft de Hurricane naast u staan. Deze wandelstok valt niet om en is zeer handig wanneer u een transfer maakt. Leverbaar in 4 kleuren: rood, blauw, paars en zwart. De Hurricane kan gemakkelijk versteld worden in 8 stappen en is opvouwbaar.

- 8-handige hoogte-instellingen
- Geanodiseerde aluminium schacht
- Polsband inbegrepen
- Gemakkelijk op te vouwen voor opslag en reizen
- Verkoopdisplay voor op de toonbank

Technische gegevens

Artikelnummer	HCANE-BK
Handvathoogte	77 - 95 cm
Totaal gewicht	500 g

Max. belasting	159 kg
Verpakkingseenheid	25 Stk.