

Vingerpulsoximeter HbO-Smart

Art. nr.: HbO-Smart

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Het nieuwe HbO-Smart-apparaat is de nieuwste vingertop-pulsoximeter van Drive DeVilbiss, die bedoeld is voor gebruik thuis of in het ziekenhuis bij niet-invasieve meting van de zuurstofsaturatie, polsfrequentie en de perfusie-index. Met instellingen voor gebruikerswaarschuwingen en vier optionele schermweergaven biedt dit nieuwe, elegante apparaat alles wat u van een moderne oximeter verwacht die zowel voor kinderen als volwassenen gebruikt kan worden

- OLED-display met balk voor hartfrequentie en plethysmografe-golfvorm
- Vier verschillende beeldscherminstellingen
- Beschikt over een alarm bij lage batterijstand en automatische uitschakeling na 8 seconden zonder signaaldetectie
- Laag stroomverbruik (2 AAA-batterijen voor 25 uur gebruik)

Technische gegevens

Artikelnummer	HbO-Smart
Meetbereik zuurstofverzadiging	70 - 99%
Totale breedte	3.5 cm
Totale lengte	6.5 cm
Totale hoogte	3.0 cm

Pulsfrequentie meetbereik	30 - 240 BPM
Pulsfrequentie Genauigheid	80% - 99% $\pm$ 2%
Totaal gewicht	6 g
Gewicht	6 g