




- Intelligent bedieningspaneel met joystick
- Aluminium frame in zilver-metallic
- Velgen in zilver-zwart
- Afneembare gevoerde rugleuning en zitkussen
- Voorwielophanging
- Standaard tas onder de zitting
- In hoogte verstelbare voetsteunen
- Opklapbare armleuningen
- Heupgordel
- In enkele seconden opgevouwen

## Technische gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer    | IFPC17SIL-FR  |
| HMV-Nr.          | 18.50.07.0011 |
| Kleur            | zilver-zwart  |
| Totale breedte   | 62 cm         |
| Totale lengte    | 105 cm        |
| Totale hoogte    | 99 cm         |
| Sitzbreite       | 44 cm         |
| Zitdiepte        | 45 cm         |
| Zithoogte        | - 55 cm       |
| Snelheid         | 6 km/h        |
| Battery Capacity | 20 Ah         |
| Motorvermogen    | 200 W         |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Klimvermogen              | 10 %          |
| Bodemvrijheid             | 7,5 cm        |
| Banden voor               | 20 x 5 cm     |
| Banden achter             | 30.5 x 5.7 cm |
| Maat opgevouwen breedte   | 62 cm         |
| Maat opgevouwen hoogte    | 40 cm         |
| Maat opgevouwen lengte    | 79 cm         |
| Totaal gewicht            | 27 kg         |
| Gewicht batterijen        | 2,7 kg        |
| Gewicht zonder batterijen | 24,3 kg       |
| Max. belasting            | 120 kg        |
| Verpakkingseenheid        | 1 Stk.        |

## Accessoires



**Nettas voor rollator Torro & Torro Acero**

Art. nr.:950700004