

Kinderrolstoel Viper

Art. nr.: L412DDA-ELR

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Activiteit en mobiliteit worden verbeterd
- Ideaal voor kortdurend gebruik
- Licht, smal en wendbaar
- Verkrijgbaar in twee zitbreedten: 30,5 cm en 35,5 cm
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden
- Beide voetsteunen zijn met één handeling weg te draaien of te verwijderen
- De armleuningen hebben een zachte bekleding en kunnen naar binnen worden gedraaid
- De Viper is met enkele bewegingen op te vouwen en kan makkelijk in de auto worden meegenomen

Technische gegevens

Artikelnummer	L412DDA-ELR
Kleur	zwart-zilver
Trommelremme	No
Maat	S
Totale breedte	50 cm
Totale lengte	94.5 cm
Totale hoogte	80.5 cm

Sitzbreite	30.5 cm
Zitdiepte	30.5 cm
Zithoogte	- 39.5 cm
Totaal gewicht	13 kg
Max. belasting	90 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.