

# AirForce Mini

Art. nr.: MQ6010



De AirForce Mini is ontworpen met moderne compressortechnologie en produceert een hoog percentage respirabele aerosoldeeltjes die geschikt zijn voor de behandeling van luchtwegaandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen. Uitzonderlijke prestaties en waarde; de AirForce Mini is de ideale compacte oplossing voor aërosoltherapie die geschikt is voor zowel volwassenen als kinderen.

- lichtgewicht
- Weinig geluid
- Geïntegreerde batterij met LED-statusweergave
- Stijlvol ontwerp
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- Een van de kleinste vernevelaarsystemen op de markt

## Technische gegevens

Artikelnummer	MQ6010
HMV-Nr.	14.24.01.0154
Totale breedte	6.8 cm
Totale lengte	11,1 cm
Totale hoogte	4.5 cm
Aerosolafgifte	0,15 ml
Luchtstroom max.	0.15 l/min

Verstuiver	0,25 ml/min
Deeltjesgrootte MMAD	4,12 µm
Bedrijfsspanning	50 Hz
Gewicht	217 g
Gewicht zonder accessoires	217 g
Verpakkingseenheid	6 Stk.