



In een handomdraai en zonder gereedschap klaar voor de start - De Raven is een sportieve en slanke elektromobiel voor 6?km/h die van een groot aantal highlights is voorzien. Met de Raven bent u altijd vrij en mobiel bij het kiezen van uw activiteiten. Want deze wendbare elektromobiel ziet er met zijn moderne design niet alleen aantrekkelijk uit, maar is ook makkelijk te rijden.

- Snel en zonder gereedschap te demonteren en makkelijk op te bergen.
- Laag eigen gewicht
- Overzichtelijk bedieningspaneel garandeert makkelijke bediening.
- Korte draaicirkel zorgt voor uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Standaard luchtbanden voor vering bij een onregelmatige ondergrond.

Technische gegevens

Artikelnummer	MS025RD-G-AIR
Kleur	rood
Totale breedte	48 cm
Totale lengte	108 cm
Totale hoogte	91 cm
Sitzbreite	43 cm
Zitdiepte	36 cm
Zithoogte	44 / 56.5 - 59 cm
Breedte tussen de armlegger	40 - 50 cm
Snelheid	6 km/h
Batterijvermogen 2x	20 Ah

Motorvermogen	270 W
Continuvermogen	270 W
Topprestaties	500 W
Klimvermogen	8° / 14 %
Bodemvrijheid	6 cm
Banden voor	200 x 50 mm
Banden achter	200 x 50 mm
Gewicht zonder batterijen	34 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	1 Pal.

Accessoires



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scootmobielgarage

Art. nr.:RT-4443



Scootmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scootmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scootmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Scootmobiel-accessoirepakket

Art. nr.:RT-SCPACK



Scootmobielgarage M

Art. nr.:RT-2993



Stokhouder

Art. nr.:950000029