

Wegwerp- zuurstofbesparingsysteem Oxymizer

Art. nr.: P-224



- Te gebruiken met een continue flow tot 15 l/min.
- Comfortabel alternatief voor een zuurstofmasker
- Comfortabele toediening van zuurstoftherapie met hoge continue flow bij medische zorg thuis, in het ziekenhuis, in een hospice of een verpleeghuis
- Kostenvermindering door zuurstofbesparing
- Lagere flowwaarden verkleinen de noodzaak van een bevochtiger
- Biedt de patiënt de mogelijkheid om te eten, te drinken en te spreken
- Compatibel met drukgasflessen, concentrators en systemen voor vloeibare zuurstof.
- Wegwerpartikel; geen batterijen nodig.
- Klinisch bewezen efficiëntie in ruststand, tijdens slaap en bij lichamelijke activiteit
- Zuurstofbesparing in verhouding tot 4:1

Technische gegevens

Artikelnummer

P-224

Gewicht

8,5 g