

Ambiturn transfer- en verplaatsingshulp

Art. nr.: PT001

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Stabiele stalen buis
- Verstelbare beenpolstering
- Met licht draaiende wielen
- Met twee parkeerremmen
- Handgreep met geïntegreerde transfergordelbevestiging
- Lage voetenplank maakt plaatsing onder bed, stoel, rolstoel of toilet mogelijk
- Eenvoudige montage en demontage
- Transfergordel voor extra comfort als accessoire verkrijgbaar

Technische gegevens

Artikelnummer	PT001
Kleur	wit
Totale hoogte	118 cm
Bodemplaat breedte	63 cm
Bodemplaat lengte	57,5 cm

Totaal gewicht	18,4 kg
Totale diepte	63 cm
Legrest hoogteverstelling	30 - 47 cm
Max. belasting	150 kg