

# Rolstoelduwhulp PowerStroll

Art. nr.: PWCPP011

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Lekvrije aandrijfwielen
- Met enkele handelingen te monteren
- Geschikt voor vrijwel alle standaardrolstoelen
- De PowerStroll wordt op een veilige positie onder aan de rolstoel aangebracht
- Oplaadtijd acht uur zonder risico op overladen
- Overzichtelijke en eenvoudige besturing
- Traploze snelheidsregeling tot 6 km/u vooruit en achteruit
- Geschikt voor rolstoelen met een zitbreedte van 42 tot 52 cm
- Verkrijgbaar als accessoire: uitschuifbare stang (art.nr. 960000043) voor rolstoelen met een zitbreedte van 52 tot 70 cm

## Technische gegevens

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Artikelnummer       | PWCPP011 |
| Kleur               | zwart    |
| Totale breedte      | 25 cm    |
| Totale lengte       | 41 cm    |
| Zithoogte           | - cm     |
| Snelheid            | 6 km/h   |
| Batterijvermogen 2x | 12 Ah    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Motorvermogen             | 150 W   |
| Klimvermogen              | 8 %     |
| Totaal gewicht            | 19,9 kg |
| Gewicht batterijen        | 9,7 kg  |
| Gewicht zonder batterijen | 10,2 kg |
| Max. belasting            | 135 kg  |