

# Zuurstofmeter analysator UltraMaxO<sub>2</sub>

Art. nr.: R221P11-001



De UltraMaxO<sub>2</sub>-analysator is ontwikkeld om de zuurstofconcentratie met één oogopslag te controleren, inclusief de flow- en uitgangsdruk van zuurstofconcentrators. Het geavanceerde design biedt hoge prestaties en betrouwbaarheid. De UltraMaxO<sub>2</sub> zuurstofanalysator heeft de volgende gunstige eigenschappen:

- Exacte meting van O<sub>2</sub>-flow en druk
- Geïntegreerde zuurstofsensoren, geen wisseling van zuurstofsensoren nodig
- Geen kalibratie op locatie
- Zelfdiagnose
- Beveiligde en verstevigde meetgasinlaat
- Inclusief siliconenomhulsel voor langere houdbaarheid
- 36 maanden garantie
- Onderhoudsvrij
- Gemaakt in de USA

## Technische gegevens

Artikelnummer	R221P11-001
Totale breedte	8.6 cm
Totale hoogte	12.9 cm
Totale diepte	2.5 cm

Stroombereik	0 - 10 l/min
Totaal gewicht	181 g
Gewicht	181 g