

# Patiëntenlift Hermes

Art. nr.: SR2310000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Het powerpakket
- Patiëntenlift voor zware lasten, tilcapaciteit tot 250 kg
- Extra verstevigd stalen frame
- Elektrisch spreiding voor moeiteloos manoeuvreren
- Lage hoogte van onderstel voor eenvoudige plaatsing ergens onder
- Vierpunts transferbeugel met beschermende overtrek
- Handmatige nooddaling
- Dubbele wielen met massieve banden, diameter 100 mm

[Klik hier om onze checklist voor revisie en onderhoud te downloaden \(dealer-login vereist\)](#)

## Technische gegevens

Artikelnummer	SR2310000
Kleur	grijs
Totale breedte	74 cm
Totale lengte	136 cm
Spreidingsbereik	60 - 110 cm

Stop hoogte	51 - 177 cm
Draaicirkel	300 cm
Bodemvrijheid	11,4 cm
Totaal gewicht	57 kg
Max. belasting	250 kg